



Gutartige
Schilddrüsenknoten

Echotherapie-Technologie:

Nicht-invasive Chirurgie durch therapeutischen Ultraschall



Fibroadenome

ECHOPULSE

Theraclion ist Hersteller des Echopulse® Systems.
Theraclion entwickelt das innovative Echotherapie-System
auf Basis neuester Entwicklungen in der Medizin.



THERACLION

Theraclion SA
102 rue Etienne Dolet – 92240 Malakoff – Frankreich
Tel: +33 (0)1 55 48 90 70
Fax: +33 (0)1 55 48 90 78
Email: contact@theraclion.com
www.theraclion.com

Echopulse® ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIb (gemäß Richtlinie 93/42 / EWG) und wird von Theraclion entwickelt und vermarktet.
Echopulse® hat die CE Zertifizierung für die nicht-invasive Behandlung von gutartigen Schilddrüsenknoten und Fibroadenomen – CE n° 0120.
In Deutschland wird die Behandlung bereits von einigen Krankenkassen übernommen.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung ausführlich die Bedienungsanleitung.

Illustrationen und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

© THC 901795-A_De Erstellung: 05/2016 - THERACLION - Alle Rechte vorbehalten. Echopulse® ist eine eingetragene Marke von Theraclion.

Pioneering
Non-Invasive
Surgery




THERACLION

ECHOPULSE



THERACLION

MEDIZINISCHE
INNOVATION



Integrierter-Behandlungskopf
mit Echtzeit-Überwachung
Präzision und Kontrolle

Für ein neues Patientensegment

Innovative Behandlungstechnologie
Die einzige nicht-invasive Therapie
Ohne Schnitte, ohne Narben

Minimale betriebliche Anforderungen

Kein Krankenhausaufenthalt
Kein OP-Saal
Kompaktes und mobiles Gerät
Minimaler Personalaufwand

Einfach in der Anwendung

Schnelle Lernkurve
Sicher und präzise
Volle Unterstützung durch Theraclion

ECHOPULSE

Ultraschall: Therapie und Bildgebung



MOBIL



KOMPAKT



EINFACH



Lokale und kontrollierte
HIFU* Therapie
Organerhaltende
Behandlung

Kühlung der Haut
und Schutz empfindlicher Strukturen
Integrierte Kontrollelemente
für eine sichere Behandlung

Eine Therapie in 4 Schritten
Einfache und intuitive
Benutzeroberfläche



DARUM ENTSCHEIDEN SICH
PATIENTEN FÜR ECHOTHERAPIE
NICHT-INVASIV UND NARBENFREI



Ambulantes Verfahren

“Ich bin in die Ambulanz des Krankenhauses
gegangen und **bin noch am selben Tag
wieder nach Hause gegangen.**“

Sanfte Behandlung

“Ich wollte einfach **keine Vollnarkose
und keine Operation.**“

Organerhaltung

“Ich habe mich für die Echotherapie entschieden,
weil ich meine Schilddrüse behalten will.
Ich will nicht ein Leben lang Medikamente nehmen.“

Lebensqualität

“Ich wollte **keine Narben und keine Wunde.**
Ich habe noch ein anderes Fibroadenom,
das will ich auch mit Echotherapie behandeln lassen.“

*HIFU = High Intensity Focused Ultrasound